

LABITEX CDR

Описание:

Средство для удаления отложений кальция. LABITEX CDR - это чистящее средство для красочных валиков и одеял. Разработано для удаления отложений кальция и магния на резиновых поверхностях. Регулярное использование LABITEX CDR восстанавливает и сохраняет исходные характеристики резиновых смесей.

Рекомендации по использованию:

Ручное использование:

Удалите чернила с одеяла и валика, используя стандартное смешивающееся с водой одеяло и валик. Нанесите достаточное количество LABITEX CDR и оставьте на 5-10 минут. Вымойте валик и одеяло водой и просушите.

Технические данные: Особенности:

Применение	Чернила	N/A
	Смешивается с водой	✓
Химические свойства	Внешний вид	Зеленый гель
	Запах	Без запаха
	Точка вспышки	N/A
	Плотность(25°C)	1,070 kg/L
	Содержание VOC	0%

Особенности:

- Подходит для использования со всеми типами резиновых смесей для одеял и валиков;
- Высококонцентрированный и экономичный в использовании;
- Простое нанесение и эффективное очищающее действие;
- Может использоваться вместе с другим чистящим растворителем в рамках программы обслуживания прессы.

Экология и безопасность:

При наличии особых требований соответствия экологическим/пищевым стандартам обратитесь к нашим техническим специалистам за дополнительной информацией.

Версия №1 02.06.2021

Предварительные испытания следует проводить перед началом любой коммерческой работы!

Информация, содержащаяся в настоящем документе, правдива и основана на наших текущих знаниях и опыте. Предоставленные рекомендации не являются гарантией, поскольку условия применения материалов находятся вне нашего контроля. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашим техническим отделом.